


Wb, Elisa용 항시스타틴 B 단클론 항체 - P04080

품목 번호: CM0003967



소개

인간 시스타틴 B(스테핀-B)에 대한 고품질 토끼 단클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 생쥐 및 쥐와 교차 반응합니다. 단백질분해효소 억제 및 신경퇴행 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	시스타틴 B 토끼 mAb
비고/별칭	PME; ULD; CST6; EPM1; STFB; CPI-B; EPM1A; Cystatin B
종	인간
유전자 ID (인간)	1476
유전자 ID	1476
면역원	합성 펩타이드: 인간 시스타틴 B (NP_000091.1)의 아미노산 1-98 범위 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	P04080
단백질 분자량	11kDa
배송 방법	아이스 팩