


Wb, Elisa용 시스타틴 C 다클론 항체 - P01034

품목 번호: CM0013123



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA용으로 검증된 고품질의 토끼 시스타틴 C 다클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫트 시스타틴 C와 반응하며, 이는 아밀로이드증 및 노인성 황반 변성과 관련된 분비성 시스테인 단백질 분해 효소 억제제입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	Cystatin C Rabbit pAb
비고/별칭	ARMD11; HEL-S-2; Cystatin C
종(Species)	Human
GeneID (Human)	1471
GeneID	1471
면역원(Immunogen)	인간 시스타틴 C (NP_000090.1)의 아미노산 27-146에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	다클론 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	P01034
단백질 분자량	13kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)