


Wb, Elisa용 항시스타틴 C 토끼 단일클론 항체 - P01034

품목 번호: CM0012586



소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 고품질 토끼 단일클론 항시스타틴 C 항체(클론 A8933, P01034)입니다. 사람 및 마우스 시스타틴 C를 검출하며, 신장 및 신경계 질환 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	시스타틴 C 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	ARMD11; HEL-S-2; 시스타틴 C
종	사람
유전자 ID(사람)	1471
유전자 ID	1471
면역원	사람 시스타틴 C(P01034)의 아미노산 1~146번에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스
SWISS	P01034
단백질 분자량	13 kDa
배송	아이스팩