


Wb, If, Ihc, Elisa용 항-시스타틴 C 토끼 단일클론 항체 - P01034

품목 번호: CM0004964



소개

인체 시스타틴 C에 대한 재조합 토끼 단일클론 항체로, WB, IF, IHC 및 ELISA 검증 완료. 인간 및 마우스와 교차 반응함. 시스테인 프로테아제 조절 및 아밀로이드증 연구에 이상적임.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	시스타틴 C 토끼 단일클론 항체 (Cystatin C Rabbit mAb)
비고/별칭	ARMD11, HEL-S-2, 시스타틴 C
종	인간
유전자 ID	1471
면역원	인체 시스타틴 C의 아미노산 1-146에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_000090.1)
출처	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P01034
단백질 무게	13kDa
배송	아이스팩