

Anti-Cyth4 폴리클로날 항체 (Wb, Elisa 용) - Q9Uia0

품목 번호: CM0020533

소개

사이토헤신-4(CYTH4)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합하며, 마우스 및 래트 동족체를 인식합니다. ARF 구아닌 뉴클레오티드 교환 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CYTH4 Rabbit pAb
비고/별칭	CYT4; PSCD4; DJ63G5.1; cytohesin-4; CYTH4
종	인간
유전자 ID (인간)	27128
유전자 ID	27128
면역원	인간 CYTH4 (NP_037517.1)의 아미노산 1-70에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	Q9UIA0
단백질 분자량	46kDa
배송	아이스팩