

Wb, Ihc-P, Elisa용 항사이토크롬 C 단일클론 항체 - P99999

품목 번호: CM0010307



소개

WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증된 인간 사이토크롬 C(P99999) 토끼 단일클론 항체입니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 미토콘드리아 전자전달 및 세포사멸 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	사이토크롬 C 토끼 mAb
비고/별칭	CYC; HCS; THC4; C
종	인간
GeneID (인간)	54205
GeneID	54205
면역원	합성 펩타이드: 인간 사이토크롬 C(P99999)의 아미노산 1-105번 서열에 해당하는 합성 펩타이드
항체 생산원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P99999
단백질 분자량	12kDa
배송	아이스팩