

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Cytochrome C 폴리클론항체 - P99999

품목 번호: CM0013459



소개

인간 Cytochrome C를 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA 적용 분야에서 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫드 Cytochrome C를 검출합니다. 세포사멸 및 미토콘드리아 전자 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Cytochrome C Rabbit pAb
비고/별칭	CYC; HCS; THC4; C
종	인간
GeneID (인간)	54205
GeneID	54205
면역원	인간 Cytochrome C (NP_061820.1)의 아미노산 1-105에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P99999
단백질 분자량	12kDa
배송	아이스백