

Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa용 Anti-Cytochrome C Rabbit Polyclonal Antibody - P99999

품목 번호: CM0015360



소개

CamelBio의 anti-Cytochrome C rabbit polyclonal 항체는 WB, IF/ICC, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 이 항체는 주요 세포사멸 및 미토콘드리아 호흡 마커인 사람, 마우스 및 래트 Cytochrome C를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Cytochrome C Rabbit pAb
비고/별칭	CYC; HCS; THC4; Cytochrome C
종	사람
유전자 ID (사람)	54205
유전자 ID	54205
면역원	사람 Cytochrome C (NP_061820.1)의 아미노산 1-105에 해당하는 서열을 포함하는 재조합-융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	P99999
단백질 무게	12 kDa
배송	아이스백