


사이토크롬 P450 2E1 (Cyp2E1) 모노클로날 항체 (Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용) - P05181

품목 번호: CM0007237



소개

인간 CYP2E1에 대한 토끼 모노클로날 항체로, WB, IF, IHC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫트 CYP2E1을 검출합니다. 약물 대사 및 독성학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Cytochrome P450 2E1 (CYP2E1) Rabbit mAb
비고/별칭	CPE1; CYP2E; P450-J; P450C2E; Cytochrome P450 2E1 (CYP2E1)
종(Species)	Human
유전자 ID	1571
면역원	인간 Cytochrome P450 2E1 (CYP2E1) (NP_000764.1)의 아미노산 234-493에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	Monoclonal Antibodies
애플리케이션	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	P05181
단백질 분자량	57kDa
배송	아이스 팩