

Anti-Cytochrome P450 2E1 (Cyp2E1) Rabbit Mab For Wb, Ihc-P, Elisa - P05181

품목 번호: CM0007152



소개

사람 CYP2E1에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었으며 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 지방산 대사 및 이물질 해독 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Cytochrome P450 2E1 (CYP2E1) Rabbit mAb
비고/별칭	CPE1; CYP2E; P450-J; P450C2E; Cytochrome P450 2E1 (CYP2E1)
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	1571
GeneID	1571
면역원	사람 CYP2E1 (NP_000764.1)의 아미노산 234-493에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 쥐 (Human, Mouse, Rat)
SWISS	P05181
단백질 분자량	57kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)