

Wb, Ihc-P, Elisa용 항시토크롬 P450 4A (Cyp4A11) 단클론 항체 - Q02928

품목 번호: CM0002834

소개

인간 CYP4A11을 표적으로 하는 검증된 토끼 단클론 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에 적합합니다. 지방산 오메가-수산화, 아라키돈산 대사 및 20-HETE 신호 전달 연구를 가능하게 합니다. 인간, 마우스 및 래트를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	시토크롬 P450 4A (CYP4A11) 토끼 mAb
비고/별칭	CP4Y; CYP4A2; CYP4A11; CYPIVA11; 시토크롬 P450 4A (CYP4A11)
종	인간
GeneID (인간)	1579
GeneID	1579
면역원	인간 CYP4A11 (Q02928)의 아미노산 50-150에 해당하는 합성 펩티드
원천	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q02928
단백질 분자량	59kDa
배송 방식	아이스 팩