


Anti-Cytohesin-1 (Cyth1) 폴리클로날 항체 For Wb, If/Icc, Elisa - Q15438

품목 번호: CM0021032



소개

사람 Cytohesin-1 (CYTH1)을 표적하는 토끼 폴리클로날 항체. WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며, 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. ~46 kDa 단백질. ARF 활성화, 막 트래피킹 및 상피 세포 극성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CYTH1 Rabbit pAb
비고/별칭	B2-1; SEC7; PSCD1; D17S811E; CYTOHESIN-1; CYTH1
종	사람
GeneID (Human)	9267
면역원	사람 CYTH1 (NP_004753.1)의 아미노산 1-70에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	Q15438
단백질 분자량	46kDa
배송	아이스백