


Anti-Cytokeratin 1 (Krt1) Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If-P, Elisa - P04264

품목 번호: CM0004514



소개

WB, IF-P 및 ELISA 애플리케이션에 대해 검증된 고품질의 anti-Cytokeratin 1 (KRT1) 토끼 단일클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫트와 반응합니다. 각질세포 분화 및 표피 구조적 무결성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Cytokeratin 1 (KRT1) Rabbit mAb
비고/별칭	K1; CK1; EHK; AEI2; EHK1; EPPK; KRT1A; NEPPK; Cytokeratin 1 (KRT1)
종(Species)	Human
유전자 ID (인간)	3848
유전자 ID	3848
면역원	합성 펩타이드 인간 Cytokeratin 1 (KRT1) (P04264)의 아미노산 545-644 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원	Rabbit
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	P04264
단백질 분자량	66kDa
배송	아이스 팩