


If-P, Elisa용 항사이토케라틴 10 단클론 항체 - P13645

품목 번호: CM0004493



소개

인간 사이토케라틴 10(CK-10, K10)을 표적으로 하는 재조합 토끼 단클론 항체입니다. 면역형광(IF-P) 및 ELISA에서 검증되었으며 마우스 및 래트와 교차반응합니다. 각질세포 분화 및 피부 장벽 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	사이토케라틴 10 토끼 단클론 항체
비고/별칭	BIE; EHK; IHL; K10; KPP; BCIE; CK10; Cytokeratin 10
종	인간
유전자ID (인간)	3858
유전자ID	3858
면역원	합성 펩타이드 인간 사이토케라틴 10(P13645)의 아미노산 485-584 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
생산 기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	IF-P, ELISA
교차반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P13645
단백질 분자량	59kDa
배송 방식	아이스백