

If-P, Ihc-P, Elisa용 항사이토케라틴 12 (Krt12) 토끼 단일클론 항체 - Q99456

품목 번호: CM0002480

소개

인간 사이토케라틴 12 (KRT12)를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체로, IF-P, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차반응합니다. 각막 상피, 중간 필라멘트 및 미스만 각막 이영양증 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	사이토케라틴 12 (KRT12) 토끼 단일클론항체
비고/별칭	K12; MECD1; 사이토케라틴 12 (KRT12)
종	인간
유전자 ID (인간)	3859
유전자 ID	3859
면역원	인간 사이토케라틴 12 (KRT12) (NP_000214.1)의 아미노산 250-494에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	Q99456
단백질 분자량	54kDa
배송	아이스백