

Anti-Cytokeratin 12 (Krt12) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q99456

품목 번호: CM0029441

소개

인간 Cytokeratin 12 (KRT12)를 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클론항체. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합하며, 마우스 및 래트와 교차반응성을 보입니다. 각막 상피 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Cytokeratin 12 (KRT12) Rabbit pAb
비고/별칭	K12; MECD1; Cytokeratin 12 (KRT12)
종	인간
GeneID (인간)	3859
GeneID	3859
면역원	인간 Cytokeratin 12 (Cytokeratin 12 (KRT12)) (NP_000214.1)의 아미노산 295-494 서열에 해당하는 재조합 퓨전 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q99456
단백질 분자량	54kDa
배송	아이스팩