

Anti-Cytokeratin 12 (Krt12) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q99456

품목 번호: CM0014888

소개

사람 Cytokeratin 12 (KRT12)에 대한 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블랏 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 각막 상피 및 Meesmann 각막 이영양증 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Cytokeratin 12 (KRT12) Rabbit pAb
비고/별칭	K12; MECD1; Cytokeratin 12 (KRT12)
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID	3859
면역원(Immunogen)	사람 Cytokeratin 12 (KRT12) (NP_000214.1)의 아미노산 295-494에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q99456
단백질 분자량	54kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)