

Anti-Cytokeratin 13 (Krt13) 단일클론항체 (Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용) - P13646

품목 번호: CM0002117

소개

인체 Cytokeratin 13 (KRT13)에 대한 토끼  
단일클론항체로, WB, IF-P, IHC-P 및 ELISA 검증을  
완료했습니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 점막  
상피 연구 및 진단 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                       |
|-------------|-----------------------------------------|
| 제품명         | Cytokeratin 13 (KRT13) 토끼 단일클론항체 (mAb)  |
| 비고/별칭       | K13; CK13; WSN2; Cytokeratin 13 (KRT13) |
| 종           | 인체                                      |
| 유전자 ID (인체) | 3860                                    |
| 유전자 ID      | 3860                                    |
| 면역원         | 합성 펩타이드                                 |
| 출처          | 토끼                                      |
| 카테고리        | 단일클론항체                                  |
| 응용 분야       | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                  |
| 교차 반응성      | 인체, 마우스, 랫드                             |
| SWISS       | P13646                                  |
| 단백질 무게      | 50 kDa                                  |
| 배송          | 아이스팩                                    |