

Anti-Cytokeratin 13 (Krt13) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P13646

품목 번호: CM0028071

소개

사람 Cytokeratin 13 (KRT13, CK13, K13)을 대상으로 하는 Rabbit polyclonal 항체로, Western blot 및 ELISA에서 검증되었습니다. 사람, 마우스, 래트 샘플에 적합합니다. 분자량 약 50kDa. 점막 상피 생물학 연구용.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Cytokeratin 13 (KRT13) Rabbit pAb
비고/별칭	K13; CK13; WSN2; Cytokeratin 13 (KRT13)
종	사람
유전자 ID (사람)	3860
유전자 ID	3860
면역원	제조함 단백질 사람 Cytokeratin 13 (Cytokeratin 13 (KRT13)) (NP_705694.2)의 아미노산 269-458에 해당하는 서열을 포함하는 제조함 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	P13646
단백질 분자량	50kDa
배송	아이스백