


## Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항사이토케라틴 14(Krt14) 다클론 항체 - P02533

품목 번호: CM0018682



### 소개

인간 사이토케라틴 14(KRT14/CK14)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 KRT14를 검출합니다. 각질화, 상피 완전성, 수포성표피박리증 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수       | 값                                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 제품명        | 사이토케라틴 14(KRT14) 토끼 pAb                                                          |
| 비고/별칭      | K14; NFJ; CK14; EBS1; EBS3; EBS4; EBS1A; EBS1B; EBS1C; EBS1D; 사이토케라틴 14(KRT14)   |
| 종          | 인간                                                                               |
| 유전자 ID(인간) | 3861                                                                             |
| 유전자 ID     | 3861                                                                             |
| 면역원        | 합성 펩타이드 인간 사이토케라틴 14(KRT14)(NP_000517.3)의 아미노산 371-470 영역 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다. |
| 공급원        | 토끼                                                                               |
| 카테고리       | 다클론 항체                                                                           |
| 적용 분야      | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                         |
| 교차 반응성     | 인간, 마우스, 래트                                                                      |
| SWISS      | P02533                                                                           |
| 단백질 분자량    | 52kDa                                                                            |
| 배송 방식      | 아이스 팩                                                                            |