


Anti-Cytokeratin 14 (Krt14) Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P02533

품목 번호: CM0003344



소개

Cytokeratin 14 (KRT14) Rabbit Monoclonal Antibody (P02533)는 사람, 쥐, 랫드의 WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 재조합 단백질 면역원, 52kDa. 각질세포 및 상피 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Cytokeratin 14 (KRT14) Rabbit mAb
비고/별칭	K14; NFJ; CK14; EBS1; EBS3; EBS4; EBS1A; EBS1B; EBS1C; EBS1D; Cytokeratin 14 (KRT14)
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID (사람)	3861
유전자 ID	3861
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 사람 Cytokeratin 14 (KRT14) (P02533)의 아미노산 264-457에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫드(Rat)
SWISS	P02533
단백질 분자량	52kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)