

웨스턴 블롯용 Anti-Cytokeratin 16 (Krt16) 단일클론 항체 - P08779

품목 번호: CM0010857

소개

인간 Cytokeratin 16 (KRT16)에 대한 토끼 단일클론 항체입니다. 웨스턴 블롯(WB), 면역조직화학(IHC-P), 면역형광(IF-P), ELISA에서 검증되었습니다. 마우스와 교차 반응합니다. 피부 생물학 및 선천성 면역 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Cytokeratin 16 (KRT16) Rabbit mAb
비고/별칭	K16; PC1; CK16; K1CP; NEPPK; FNEPPK; KRT16A; Cytokeratin 16 (KRT16)
종	인간
유전자 ID (인간)	3868
면역원	합성 펩타이드 인간 Cytokeratin 16 (KRT16) (P08779)의 아미노산 1-100에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P08779
단백질 분자량	51kDa
배송	아이스백