

Anti-Cytokeratin 16 (Krt16) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Ihc-P - P08779

품목 번호: CM0028553

소개

인간 사이토케라틴 16 (KRT16)을 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, WB, IF/ICC, IHC-P 및 ELISA에 적합합니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 피부 생물학 및 케라틴 연구용입니다. (SWISS P08779).

[자세히 알아보기](#)

매개변수	세부 정보
제품명	Cytokeratin 16 (KRT16) Rabbit pAb
비고/별칭	K16; PC1; CK16; K1CP; NEPPK; FNEPPK; KRT16A; Cytokeratin 16 (KRT16)
종	인간 (Human)
GeneID	3868
면역원	인간 사이토케라틴 16 (KRT16) (NP_005548.2)의 아미노산 190-430에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P08779
단백질 분자량	51kDa
배송	아이스팩