

Anti-Cytokeratin 17 (Krt17) Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - Q04695

품목 번호: CM0010816

소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 Anti-Cytokeratin 17 (KRT17) 토끼 단일클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 상피 분화, 모낭 생물학 및 건선 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	Cytokeratin 17 (KRT17) Rabbit mAb
비고/별칭	PC; K17; PC2; 39.1; CK-17; PCHC1; Cytokeratin 17 (KRT17)
종	Human
GeneID (Human)	3872
GeneID	3872
면역원	Synthetic Peptide: A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human Cytokeratin 17 (KRT17) (Q04695).
공급원	Rabbit
카테고리	Monoclonal Antibodies
응용	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q04695
단백질 분자량	48kDa
배송	아이스팩