

Anti-Cytokeratin 17 (Krt17) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q04695

품목 번호: CM0020238

소개

인간 사이토케라틴 17 (KRT17)에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 각질세포 분화, 모낭 생물학, 건선 및 상피 줄기세포 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	Cytokeratin 17 (KRT17) Rabbit pAb
비고/별칭	PC, K17, PC2, 39.1, CK-17, PCHC1, Cytokeratin 17 (KRT17)
종	인간(Human)
GeneID (인간)	3872
면역원	인간 사이토케라틴 17 (NP_000413.1)의 아미노산 133-432에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	Q04695
단백질 분자량	48kDa
배송	아이스백