

Wb, If, Ihc, Elisa용 항-사이토케라틴 17 단클론 항체 - Q04695

품목 번호: CM0008231

소개

인간 사이토케라틴 17에 대한 고품질 토끼 단클론 항체로, WB, IF, IHC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 상피세포 연구 및 피부 부속기관 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	사이토케라틴 17 토끼 mAb
비고/별칭	PC; K17; PC2; 39.1; CK-17; PCHC1
종	인간
GeneID (인간)	3872
GeneID	3872
면역원	인간 사이토케라틴 17(NP_000413.1)의 아미노산 333-432 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
생산 숙주	토끼
분류	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q04695
단백질 분자량	48kDa
배송	아이스팩