

## 항사이토케라틴 18(Ck18) 토끼 단클론 항체(Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa) - P05783

품목 번호: CM0008211

### 소개

WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA에 대해 검증된 사이토케라틴 18(CK18) 토끼 단클론 항체입니다. 인간, 마우스, 랫드와 반응합니다. 단순 상피에 존재하는 48kDa 중간섬유 단백질을 표적으로 합니다. 암 연구, 세포 생물학 및 진단 연구에 적합합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수       | 값                                                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| 제품명        | 사이토케라틴 18 토끼 단클론 항체                                               |
| 비고/별칭      | K18; CK-18; CYK18                                                 |
| 종          | 인간                                                                |
| GeneID(인간) | 3875                                                              |
| 면역원        | 인간 사이토케라틴 18(NP_000215.1)의 아미노산 241-430에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 항체 공급원     | 토끼                                                                |
| 분류         | 단클론 항체                                                            |
| 적용 분야      | WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA                                    |
| 교차 반응성     | 인간, 마우스, 랫드                                                       |
| SWISS      | P05783                                                            |
| 단백질 중량     | 48kDa                                                             |
| 배송         | 아이스팩                                                              |