

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항사이토케라틴 18(Krt18) 토끼 다클론 항체 - P05783

품목 번호: CM0017592

소개

인간 사이토케라틴 18(KRT18)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스와 래트와 교차 반응합니다. 상피 세포 생물학 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	사이토케라틴 18 (KRT18) 토끼 pAb
비고/별칭	K18; CK-18; CYK18; Cytokeratin 18 (KRT18)
종	인간
유전자 ID (인간)	3875
면역원	인간 사이토케라틴 18(KRT18)(NP_000215.1)의 아미노산 127-430에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P05783
단백질 분자량	48kDa
배송 방식	아이스팩