


웨스턴 블롯, If/Icc, Ihc-P, Elisa용 Anti-Cytokeratin 19 (Krt19) 단일클론 항체 - P08727

품목 번호: CM0003427



소개

인간 Cytokeratin 19 (KRT19)를 표적으로 하는 재조합 토끼 단일클론 항체. 웨스턴 블롯, 면역형광, 면역조직화학 및 ELISA에 적합. 인간, 마우스 및 랫트 KRT19를 인식합니다. 중간섬유 및 근육 조직 연구에 사용하세요.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Cytokeratin 19 (KRT19) Rabbit PolymAb®
비고/별칭	K19; CK19; KICS
종	인간
GeneID (Human)	3880
GeneID	3880
면역원	인간 Cytokeratin 19 (KRT19) (NP_002267.2)의 아미노산 243-400에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P08727
단백질 분자량	44kDa
배송	아이스백