


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-사이토케라틴 19 (Krt19) 다클론 항체 - P08727

품목 번호: CM0016636



소개

사람 사이토케라틴 19 (KRT19/CK19)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 상피 생물학 및 암 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	사이토케라틴 19 (KRT19) 토끼 pAb
비고/별칭	K19; CK19; K1CS; 사이토케라틴 19 (KRT19)
종	사람
GeneID (사람)	3880
GeneID	3880
면역원	제조합 단백질 사람 사이토케라틴 19 (KRT19)의 아미노산 210-340에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 용합 단백질 (NP_002267.2).
항체 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫트
SWISS	P08727
단백질 분자량	44kDa
배송	아이스팩