

Anti-Cytokeratin 20 (Krt20) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P35900

품목 번호: CM0013322

소개

Cytokeratin 20 (KRT20)에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 사람 및 마우스 샘플과 반응합니다. 케라틴 필라멘트 조직, 점액 분비 및 장상피 생물학 연구에 이상적입니다. 진단 및 연구 응용을 위한 CamelBio의 IVD 원료 포트폴리오의 일부입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Cytokeratin 20 (KRT20) Rabbit pAb
비고/별칭	K20; CD20; CK20; CK-20; KRT21; Cytokeratin 20 (KRT20)
종	사람(Human)
유전자 ID	54474 (사람)
면역원	사람 Cytokeratin 20 (KRT20) (NP_061883.1)의 아미노산 245-424에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	P35900
단백질 분자량	48kDa
배송	아이스팩