

Wb 및 Elisa용 항사이토케라틴 2E (Krt2) 토끼 다클론 항체 - P35908

품목 번호: CM0016174

소개

인간 Cytokeratin 2e (KRT2)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA 응용 분야에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 표피 분화, 케라틴 중간 필라멘트 및 피부 장벽 기능 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Cytokeratin 2e (KRT2) 토끼 pAb
비고/별칭	K2e; KRTE; CK-2e; KRT2A; KRT2E; Cytokeratin 2e (KRT2)
종	인간
유전자ID (인간)	3849
유전자ID	3849
면역원	인간 Cytokeratin 2e (KRT2) (NP_000414.2)의 아미노산 1-220에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P35908
단백질 분자량	65kDa
배송	아이스백