

항-Cytokeratin 4 (Krt4) 토끼 단클론 항체, Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 - P19013

품목 번호: CM0002007

소개

인간 Cytokeratin 4 (KRT4)에 대한 토끼 단클론 항체로, WB, IF-P, IHC-P, ELISA에 적합합니다. 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. 점막 중층 편평 상피 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	Cytokeratin 4 (KRT4) 토끼 단클론 항체
비고/별칭	K4; CK4; CK-4; CYK4; WSN1; Cytokeratin 4 (KRT4)
종	인간
유전자 ID (인간)	3851
유전자 ID	3851
면역원	합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P19013
단백질 분자량	56kDa
배송	아이스팩