


Anti-Craokeratin 5 (Krt5) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P13647

품목 번호: CM0026062



소개

Human Cytokeratin 5 (KRT5)에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스와 교차 반응합니다. 기저 각세포의 중간 필라멘트 생물학을 연구하는 데 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Cytokeratin 5 Rabbit pAb
비고/별칭	K5; CK5; DDD; DDD1; EBS1; EBS2; EBS2A; EBS2B; EBS2C; EBS2D; EBS2E; EBS2F; KRT5A; Cytokeratin 5 (KRT5)
종	Human
Gene ID (Human)	3852
Gene ID	3852
면역원	Human Cytokeratin 5 (KRT5) (NP_000415.2)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse
SWISS	P13647
단백질 분자량	62kDa
배송	Ice bag