


Wb, Ihc-P, Elisa용 항사이토케라틴 5 단클론 항체 - P13647

품목 번호: CM0002494



소개

인간 사이토케라틴 5(KRT5)에 대한 토끼 단클론 항체로, 웨스턴 블로팅, 면역조직화학(파라핀) 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스 및 래트 샘플과 반응합니다. 표피 및 각질세포 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	사이토케라틴 5 토끼 mAb
비고/별칭	K5; KRT5; DDD; DDD1; EBS1; EBS2; EBS2A; EBS2B; EBS2C; EBS2D; EBS2E; EBS2F; KRT5A; 사이토케라틴 5 (CK5)
종	인간
GeneID (인간)	3852
GeneID	3852
면역원	인간 사이토케라틴 5(KRT5)(P13647)의 아미노산 491-590 내 서열에 해당하는 합성 펩티드
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P13647
단백질 분자량	62kDa
배송	아이스 팩