

## Wb, Ihc-P, Elisa용 항사이토케라틴 6(Krt6) 토끼 단클론 항체 - P02538

품목 번호: CM0008141



### 소개

인간 사이토케라틴 6(KRT6A)을 표적으로 하는 고순도 토끼 단클론 항체. WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었으며 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 상피 완전성, 상처 치유 및 각질세포 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수       | 값                                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 제품명        | 사이토케라틴 6(KRT6) 토끼 단클론 항체                                                         |
| 비고/별칭      | K6A; K6C; K6D; PC3; CK6A; CK6C; CK6D; CK-6C; CK-6E; KRT6C; KRT6D; 사이토케라틴 6(KRT6) |
| 종          | 인간                                                                               |
| 유전자ID (인간) | 3853                                                                             |
| 유전자ID      | 3853                                                                             |
| 면역원        | 합성 펩타이드 인간 사이토케라틴 6(KRT6)(P02538)의 아미노산 1-100 영역 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.             |
| 원천         | 토끼                                                                               |
| 카테고리       | 단클론 항체                                                                           |
| 적용 분야      | WB, IHC-P, ELISA                                                                 |
| 교차 반응성     | 인간, 마우스, 래트                                                                      |
| SWISS      | P02538                                                                           |
| 단백질 분자량    | 60kDa                                                                            |
| 배송         | 아이스백                                                                             |