

웨스턴 블롯(Wb), 면역형광(If), 면역조직화학(Ihc), Elisa용 항-사이토케라틴 7 (Krt7) 단일클론항체 - P08729

품목 번호: CM0005232



소개

인간 사이토케라틴 7 (KRT7, CK7)을 표적으로 하는 고품질 토끼 단일클론항체입니다. WB, IF, IHC, ELISA 검출에 적합합니다. 마우스 및 래트 동종유전자와 교차반응합니다. 재조합 면역원(aa 291-463, P08729).

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	사이토케라틴 7 (KRT7) 토끼 mAb
비고/별칭	K7; KRT7; SCL; K2C7; 사이토케라틴 7 (CK7)
종	인간
유전자 ID (인간)	3855
유전자 ID	3855
면역원	인간 사이토케라틴 7 (KRT7) (P08729)의 아미노산 291-463에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	단일클론항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P08729
단백질 분자량	51 kDa
배송	아이스백