

Anti-Cytokeratin 7 (Krt7) 단일클론 항체 (Wb, Ihc-P, If, Elisa용) - P08729

품목 번호: CM0004568



소개

WB, IHC-P, IF 및 ELISA용으로 검증된 토끼 단일클론 anti-Cytokeratin 7 (KRT7) 항체입니다.

인간(Human),  (Mouse), 쥐(Rat)와 교차 반응합니다. 상피 세포 생물학 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Cytokeratin 7 (KRT7) Rabbit mAb
비고/별칭	K7; CK7; SCL; K2C7; Cytokeratin 7 (KRT7)
종(Species)	Human (인간)
유전자인덱스 (Human)	3855
면역원(Immunogen)	인간 Cytokeratin 7 (KRT7) (P08729)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성 (Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat (인간, 쥐, 쥐)
SWISS	P08729
단백질 분자량	51kDa
배송(Shipping)	아이스백 (Ice bag)