

Wb 및 Elisa용 항-시토케라틴 8 (Ck8) 단일클론 항체 - P05787

품목 번호: CM0004802



소개

WB 및 ELISA 애플리케이션용 인간 시토케라틴 8 (CK8)을 표적으로 하는 마우스 단일클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫트 종에 대해 검증되었으며, 합성 펩타이드에 대한 에피토프 매핑이 완료되었습니다. 상피세포 및 케라틴 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Cytokeratin 8 Mouse mAb
비고/별칭	K8; KO; CK8; CK-8; CYK8; K2C8; CARD2; Cytokeratin 8
종	인간 (Human)
GeneID	3856
면역원	CK8 합성 펩타이드
공급원	마우스 (Mouse)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	마우스 (Mouse), 랫트 (Rat)
SWISS	P05787
단백질 분자량	54 kDa/56 kDa
배송	아이스백