


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항사이토케라틴 8(Krt8) 토끼 다클론 항체 - P05787

품목 번호: CM0016189



소개

사이토케라틴 8(KRT8)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 인간 및 생쥐와 교차 반응합니다. 케라틴 중간 필라멘트와 상피 세포 역학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	사이토케라틴 8 (KRT8) 토끼 pAb
비고/별칭	K8; KO; CK8; CK-8; CYK8; K2C8; CARD2; Cytokeratin 8 (KRT8)
종	인간
유전자 ID (인간)	3856
유전자 ID	3856
면역원	인간 사이토케라틴 8(KRT8) 아미노산 1-483에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_002264.1)
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	P05787
단백질 분자량	54 kDa/56 kDa
배송 방법	아이스 팩