


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Cytokeratin Ae1 폴리클로날 항체 - P13645 / P02533 / P19012 / P08779 / P08727

품목 번호: CM0029508



소개

WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증된 Cytokeratin AE1 토끼 폴리클로날 항체입니다. 분자량 44-59 kDa의 인간, 마우스, 쥐 케라틴(KRT10/14/15/16/19)을 인식합니다. 상피세포 분화 및 암종 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	Cytokeratin AE1 Rabbit pAb
비고/별칭	BIE; EHK; IHL; K10; KPP; BCIE; CK10
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	3858/3861/3866/3868/3880
GeneID	3858/3861/3866/3868/3880
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드(Synthetic Peptide)
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P13645/P02533/P19012/P08779/P08727
단백질 분자량(Protein Weight)	59kDa/52kDa/49kDa/51kDa/44kDa
배송(Shipping)	아이스팩(Ice bag)