


If-P, Ihc-P, Elisa용 Anti-Cytokeratin Ae1 Rabbit Monoclonal Antibody - P13645 / P02533 / P19012 / P08779 / P08727

품목 번호: CM0008515



소개

다중 타입 I 케라틴(K10, K14, K15, K16, K19)을 검출하는 Cytokeratin AE1에 대한 토끼 단일클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 쥐 조직에서 IF-P, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 상피 세포 생물학 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Cytokeratin AE1 Rabbit mAb
비고/별칭	BIE; EHK; IHL; K10; KPP; BCIE; CK10
종	인간
GeneID (Human)	3858/3861/3866/3868/3880
GeneID	3858/3861/3866/3868/3880
면역원	합성 펩타이드
원산지	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P13645/P02533/P19012/P08779/P08727
단백질 무게	59kDa/52kDa/49kDa/51kDa/44kDa
배송	아이스백