


웨스턴 블롯, IHC-P, Elisa용 Anti-Cytokeratin Ae3 Rabbit Polyclonal Antibody - P04264/P35908/P12035/P19013/P13647/P02538/P08729

품목 번호: CM0025134



소개

웨스턴 블롯, IHC-P 및 ELISA에서 검증된 Cytokeratin AE3 (K1, CK1, EHK)를 표적하는 토끼 폴리클로날 항체. 인간 샘플과 반응합니다. 상피 및 각질형성세포 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Cytokeratin AE3 Rabbit pAb
비고/별칭	K1; CK1; EHK; AEI2; EHK1; EPPK; KRT1A; NEPPK
종	인간
GeneID (Human)	3848/3849/3850/3851/3852/3853/3855/3856
GeneID	3848/3849/3850/3851/3852/3853/3855/3856
면역원	합성 펩타이드 인간 Cytokeratin AE3 (NP_006112.3)의 아미노산 181-280에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원산지	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P04264/P35908/P12035/P19013/P13647/P02538/P08729
단백질 분자량	66kDa/65kDa/64kDa/56kDa/62kDa/60kDa/51kDa
배송	아이스백