


## Anti- $\Delta$ -Catenin/p120 Catenin 폴리클로날 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa) - O60716

품목 번호: CM0024396



### 소개

$\delta$ -Catenin/p120 Catenin (CTNND1)을 타겟팅하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. 사람, 쥐, 랫트에서 반응성을 보이며 WB, IHC-P, ELISA에 적합합니다. 세포 접착, 전사 및 신호 전달 연구를 탐구해 보세요.

### [자세히 알아보기](#)

| 파라미터                     | 값                                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 제품명                      | $\delta$ -Catenin/p120 Catenin Rabbit pAb                                                       |
| 비고/별칭                    | CAS; p120; BCDS2; CTNND; P120CAS; P120CTN; p120(CAS); p120(CTN); $\delta$ -Catenin/p120 Catenin |
| 종(Species)               | 사람(Human)                                                                                       |
| GeneID                   | 1500                                                                                            |
| 면역원(Immunogen)           | 사람 $\delta$ -Catenin/p120 Catenin (NP_001078927.1)의 아미노산 850-968에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질      |
| 공급원(Source)              | 토끼(Rabbit)                                                                                      |
| 카테고리                     | 폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)                                                                 |
| 애플리케이션(Application)      | WB, IHC-P, ELISA                                                                                |
| 교차 반응성(Cross Reactivity) | 사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)                                                                    |
| SWISS                    | O60716                                                                                          |
| 단백질 분자량(Protein Weight)  | 108kDa                                                                                          |
| 배송(Shipping)             | 아이스 팩(Ice bag)                                                                                  |