


Anti- Δ -Catenin/p120 Catenin 폴리클로널 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa용) - O60716

품목 번호: CM0023865



소개

δ -Catenin/p120 Catenin (CTNND1)을 타겟으로 하는 토끼 폴리클로널 항체로, 웨스턴 블롯(Western blot), IHC-P, ELISA에 사용됩니다. 사람, 쥐, 랫드와 반응합니다. 카드헤린 매개 접착 및 전사의 주요 조절 인자이며, 암 및 세포 접착 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	δ -Catenin/p120 Catenin Rabbit pAb
비고/별칭	CAS; p120; BCDS2; CTNND; P120CAS; P120CTN; p120(CAS); p120(CTN); δ -Catenin/p120 Catenin
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	1500
GeneID	1500
면역원(Immunogen)	사람 δ -Catenin/p120 Catenin (NP_001078938.1)의 아미노산 573-832에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫드(Rat)
SWISS	O60716
단백질 분자량	108kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)