


Anti- Δ -Catenin/p120 Catenin Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - O60716

품목 번호: CM0002842



소개

δ -Catenin/p120 Catenin (O60716)에 대한 Rabbit monoclonal antibody. 인간, 마우스, 래트에서 WB, IHC-P, IP, ELISA로 검증됨. 카드헤린 안정성, 전사, Rho GTPase 신호 전달을 조절합니다. 세포 접착 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	δ -Catenin/p120 Catenin Rabbit mAb
비고/별칭	CAS, p120, BCDS2, CTNND, P120CAS, P120CTN, p120(CAS), p120(CTN), δ -Catenin/p120 Catenin
종	인간
GeneID (Human)	1500
GeneID	1500
면역원	인간 δ -Catenin/p120 Catenin (O60716)의 아미노산 869-968에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	모노클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O60716
단백질 분자량	108kDa
배송	아이스팩