


Anti- Δ -Catenin/p120 Catenin Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - O60716

품목 번호: CM0024613



소개

인간 δ -Catenin/p120 Catenin에 대한 Rabbit polyclonal 항체로, WB 및 ELISA에서 검증됨. 인간, 마우스, 래트와 반응. 세포 접착 및 암 연구용. 예측 분자량 108 kDa.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증] δ -Catenin/p120 Catenin Rabbit pAb
비고/별칭	CAS; p120; BCDS2; CTNND; P120CAS; P120CTN; p120(CAS); p120(CTN); in
종	인간
유전자 ID (인간)	1500
유전자 ID	1500
면역원	재조합 단백질
원천	래빗
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O60716
단백질 분자량	108kDa
배송	아이스백