

Wb 및 Elisa용 Anti-D2Hgdh 폴리클론항체 - Q8N465

품목 번호: CM0024032



소개

인간 D2HGDH를 타겟으로 하는 토끼 폴리클론항체로 WB 및 ELISA 적용에 사용됩니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. D-2-하이드록시글루타르산 대사, 미토콘드리아 기능 및 관련 질병 기전 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	D2HGDH Rabbit pAb
비고/별칭	D2HGD; D2HGDH
종	인간
유전자 ID	728294
면역원	인간 D2HGDH (NP_689996.4)의 아미노산 322-521을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	Q8N465
단백질 분자량	56kDa
배송	아이스백