


Wb 및 Elisa용 Anti-D53 폴리클로날 항체 - Q2Rbp2

품목 번호: CM0022897



소개

Oryza sativa(벼) 유래의 DWARF 53 (D53)을 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 스트리굴락톤 신호 전달 및 벼의 분얼(tiller) 발달 연구에 유용합니다. 분자량은 약 123 kDa입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	세부 정보
제품명	D53 Rabbit pAb
비고/별칭	D53; DWARF53; OsJ_32651
종(Species)	Oryza sativa
GeneID	4349543
면역원(Immunogen)	Oryza sativa D53 (Q2RBP2)의 아미노산 1000-1100번에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Oryza sativa
SWISS	Q2RBP2
단백질 분자량	123kDa
배송(Shipping)	아이스백