

Wb, If/Icc, Elisa용 항Daam2 토끼 다클론 항체 - Q86T65

품목 번호: CM0025387

소개

DAAM2를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 사람, 생쥐, 쥐와 반응합니다. Wnt 신호 전달 및 발생생물학 연구에 필수적인 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	DAAM2 토끼 pAb
비고/별칭	NPHS24; dJ90A20A.1; DAAM2
종	사람
유전자ID (사람)	23500
유전자ID	23500
면역원	사람 DAAM2(NP_056160.2)의 아미노산 1-8번에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 쥐
SWISS	Q86T65
단백질 분자량	123kDa
배송 방식	아이스 팩